

# Treppenlift HomeGlide

## Kurzanleitung

Dies ist eine Kurzanleitung. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung durch, die wichtige Tipps und Hinweise enthält!

### Ausklappen des Lifts und Platz nehmen

1



Sitz, Armlehnen und Fußbrett.



Sicherheitsgurt.

### Bedienen des Treppenlifts

2



Bewegen Sie zum Auf- oder Abwärtsfahren den Bedienhebel in die gewünschte Richtung.



Parkieren Sie den Treppenlift immer an einer Ladestation (siehe Block 7).



Drehen Sie den Sitz.

- Aus Gründen der Sicherheit fährt der Treppenlift nach dem Betätigen des Bedienhebels mit einer leichten Verzögerung an.
- Halten Sie den Bedienhebel während der ganzen Fahrt in die gewünschte Richtung.
- Am Ende der Fahrschiene hält der Treppenlift automatisch an.

### 3 Sicheres Absteigen vom Sitz



Sicherheitsgurt.



Aufstehen.

### 4 Einklappen des Sitzes



Armlehnen, Sitz und Fußbrett.



### 5 Verwendung des Außenbefehlsgebers



Treppenlift auf- oder abwärts fahren.



Parken Sie den Treppenlift immer an einer Ladestation (siehe Block 7).

- Aus Gründen der Sicherheit fährt der Treppenlift nach dem Betätigen des Außenbefehlsgebers mit einer leichten Verzögerung an.
- Halten Sie die Taste während der ganzen Fahrt gedrückt.
- Am Ende der Fahrschiene hält der Treppenlift automatisch an.



Ziehen Sie niemals den Netzstecker aus der Steckdose. Schalten Sie den Treppenlift mit dem Hauptschalter ein bzw. aus.



Der Treppenlift ist batteriebetrieben – parken Sie den Treppenlift daher immer an einer Ladestation. Der Treppenlift hält beim Eintreffen an einer Ladestation automatisch an.

## Signale bei Normalbetrieb

### Signal

### Bedeutung

Ein kurzer Piepton.

- Der Treppenlift fährt an,
- oder wird mit einem Außenbefehlsgeber gerufen oder weggefahren.

2 kurze Pieptöne.

Der Treppenlift ist am Endpunkt und an einer Ladestation eingetroffen.

Signal	Bedeutung	Abhilfe
<p>Schnell aufeinander folgende Pieptöne, die alle 10 Sekunden wiederholt werden.</p>	<p>Der Treppenlift steht nicht an einer Ladestation, oder die Stromzufuhr ist unterbrochen</p>	<p>Fahren Sie den Treppenlift zu einer Ladestation.</p>
<p>Anhaltende, schnell aufeinander folgende Pieptöne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Treppenlift ist auf ein Hindernis gestoßen und hat angehalten.</li> <li>- Der Sitz befindet sich nicht in der richtigen Stellung.</li> <li>- Es ist eine Störung des Treppenlifts aufgetreten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahren Sie in die entgegengesetzte Richtung und entfernen Sie das Hindernis.</li> <li>- Drehen Sie den Sitz in seine Fahrstellung.</li> <li>- Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.</li> </ul>